

COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DO JALECO E CONJUNTO CIRÚRGICO

Prezados discentes,

Tendo em vista a preocupação com a biossegurança e a saúde de todos, ressaltamos que, desde os primeiros dias de aula, durante toda a jornada acadêmica para a formação médica e até mesmo após a formatura, o jaleco é um item indispensável que estará sempre ao seu lado.

Além de seu valor simbólico, o jaleco é uma vestimenta obrigatória para garantir proteção e segurança durante as aulas práticas em laboratórios, ambientes médicos e cenários hospitalares do internato, e muito mais.

E para ajudá-lo com seu jaleco Unilag, reunimos as orientações e especificações para a correta aplicação da marca e bordado no jaleco. Seguem abaixo as orientações para confecção dos jalecos para uso em aulas práticas.

Confecção: Algodão ou material sintético não inflamável.

Cor: Branca.

Design: Sem babados, bicos ou qualquer outro acabamento que o torne propício à aderência de material orgânico e, conseqüentemente, micro-organismos; deve ser confeccionado com mangas longas. Não deve possuir aberturas laterais que permitam o acesso à roupa do corpo e não deve ter colarinho do tipo “gola padre”.

Comprimento: É ideal que o jaleco atinja a altura dos joelhos.

Fecho: Pode-se optar por utilizar botões.

Observação: Como padrão institucional, recomenda-se bordar o nome do aluno e nome do curso no bolso esquerdo do jaleco, o símbolo da instituição na manga direita e o brasão do curso na manga esquerda do referido EPI.

ATENÇÃO

- Não será permitida a participação em aulas práticas com jalecos fora do padrão;
- A troca deste equipamento de proteção individual (EPI) deve ser feita diariamente OU sempre que for contaminado por fluidos biológicos;
- Não circule nas dependências externas às clínicas, laboratórios e consultórios com o jaleco;
- Remova o jaleco sempre que sair das clínicas, laboratórios e consultórios;
- Este EPI deve ser transportado em sacos impermeáveis e lavado separadamente das roupas de uso pessoal.

Contamos com a compreensão e colaboração de cada um.

1. IDENTIDADE

Exemplo de aplicação de Identidade Visual da Unilagos



2. ELEMENTOS E ESPECIFICAÇÕES PARA O BORDADO:

2.1. Nome do aluno acima do nome do curso.

Nome e Sobrenome do Aluno

Fonte: *Monotype Corsiva*
Tamanho da fonte: 31 pt
Largura máxima do texto: **10 cm** ou **22** caracteres
Distância entre nome do aluno e curso: **0,8 cm**

Cor: Pantone 282 CP
Hex: #16274A
RGB: 22, 39, 74
CMYK: 100, 72, 0, 73

2.2. Nome do curso abaixo do nome do aluno.

Medicina

Fonte: *Monotype Corsiva*
Tamanho da fonte: 31 pt
Distância entre nome do aluno e curso: **0,8 cm**

Cor: Pantone 282 CP
Hex: #16274A
RGB: 22, 39, 74
CMYK: 100, 72, 0, 73

2.3. Logo da Instituição no braço direito.



Logo Faculdade UnilagOS
Aplicação na manga direita do jaleco, posicionado a 10 cm abaixo costura do ombro.
Largura máxima: **9 cm**

Cor: Pantone 282 CP
Hex: #16274A
RGB: 22, 39, 74
CMYK: 100, 72, 0, 73

2.4. Brasão do curso no braço esquerdo.



Brasão do curso
Aplicação na manga esquerda do jaleco, posicionado a 10 cm abaixo costura do ombro.
Largura máxima: **9 cm**

A imagem do brasão da turma apresentada neste manual possui caráter meramente ilustrativo, servindo apenas como referência de posicionamento e dimensões. A definição, criação e fornecimento da arte final do brasão são de responsabilidade exclusiva de cada turma.

3. COMO APLICAR A IDENTIDADE VISUAL DA UNILAGOS NO JALECO:

Nome do aluno: Largura máxima de até 10 cm ou 22 caracteres contando espaços e ponto. Letras iniciais maiúsculas e demais minúsculas. Tamanho da fonte 31 pt.

Exemplo: *Thalitta Castro*, contém 15 caracteres.

Nome do curso: Letras iniciais maiúsculas e demais minúsculas. Tamanho da fonte 31 pt.

máximo 10 cm ou 22 caracteres (Fonte 31pt)

Nome e Sobrenome


0,8 cm

Medicina

(Fonte 31pt)



1. O nome do aluno e do curso deve ser aplicado na borda superior do bolso esquerdo superior do jaleco.
2. O brasão do curso deve ser aplicado no braço esquerdo do jaleco, posicionado a 10 cm abaixo costura do ombro. Largura 9 cm.
3. O logotipo da instituição deve ser aplicado no braço direito e posicionado 10 cm abaixo da costura do ombro. Largura 9 cm.



4. CONJUNTO CIRÚRGICO

Camisa manga curta e calça comprida para os pijamas hospitalares. Ambos na cor azul marinho conforme imagem abaixo.



5. ELEMENTOS E ESPECIFICAÇÕES PARA O BORDADO:

5.1. Nome do aluno acima do nome do curso.

Nome e Sobrenome do Aluno

Fonte: *Monotype Corsiva*

Tamanho da fonte: 31 pt

Largura máxima do texto: **10 cm** ou **22** caracteres

Distância entre nome do aluno e curso: **0,8 cm**

Cor: Branco



Hex: #ffffff

RGB: 255, 255, 255

CMYK: 0, 0, 0, 0

5.2. Nome do curso abaixo do nome do aluno.

Medicina

Fonte: *Monotype Corsiva*

Tamanho da fonte: 31 pt

Distância entre nome do aluno e curso: **0,8 cm**

Cor: Branco



Hex: #ffffff

RGB: 255, 255, 255

CMYK: 0, 0, 0, 0

5.3. Logo da Instituição no braço esquerdo.



Logo Faculdade Unilagos
Aplicação na manga esquerda da camisa, posicionado a 10 cm abaixo costura do ombro.
Largura máxima: **9 cm**

Cor: Branco



Hex: #ffffff
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0

6. COMO APLICAR A IDENTIDADE VISUAL DA UNILAGOS NO PIJAMA CIRÚRGICO:

Nome do aluno: Largura máxima de até 10 cm ou 22 caracteres contando espaços e ponto. Letras iniciais maiúsculas e demais minúsculas. Tamanho da fonte 31 pt.

Exemplo: *Thalitta Castro*, contém 15 caracteres.

Nome do curso: Letras iniciais maiúsculas e demais minúsculas. Tamanho da fonte 31 pt.

máximo 10 cm ou 22 caracteres (Fonte 31pt)

Nome e Sobrenome

0,8 cm

Medicina

(Fonte 31pt)



1. O nome do aluno e do curso deve ser aplicado posicionado aproximadamente 20 cm abaixo da costura superior no ombro. Dica: Alinhar com a costura interna, inferior da manga.
2. O logotipo da instituição deve ser aplicado no braço esquerdo da camisa, posicionado a 10 cm abaixo costura do ombro. Largura 9 cm.

